



GASTROENTEROLOGIE

NUTRISAFE 2 - SICHERHEITSSYSTEM FÜR NEONATOLOGIE UND PÄDIATRIE

818 BELÜFTUNGSKAPPE



Zur Schwerkraftapplikation über NUTRISAFE 2 Ernährungssonden

- ▶ kein Luer-Lock-Ansatz
- ▶ lila Färbung für enterale Ernährung
- ▶ Belüftungskappen passend für Spritzen à 20 ml und 60 ml

BELÜFTUNGSKAPPE zur Schwerkraftapplikation	für Spritze ml	Art.-Nr.	V.E.
	20	818.22	50
	60	818.62	50