



GASTROENTEROLOGIE

NUTRISAFE 2 - SICHERHEITSSYSTEM FÜR NEONATOLOGIE UND PÄDIATRIE

368 TRICHTERANSATZ



für NUTRISAFE 2 Ernährungssonden

- ▶ kein Luer-Lock Ansatz
- ▶ lila Färbung für enterale Ernährung
- ▶ Trichteransatz mit männlichem und weiblichen Ansatz

TRICHTERANSATZ	Art.-Nr.	V.E.
mit weiblichem Ansatz	368.02	100
mit männlichem Ansatz	368.12	100