



GASTROENTEROLOGIE

NUTRISAFE 2 - SICHERHEITSSYSTEM FÜR NEONATOLOGIE UND PÄDIATRIE

368-369 VERLÄNGERUNG



Für NUTRISAFE 2 Ernährungssonden

- ▶ kein Luer-Lock-Ansatz
- ▶ lila Färbung für enterale Ernährung
- ▶ Verbindungsstück ist eiförmig, um die Patienten vor Hautirritationen zu schützen
- ▶ Verbindungsstück ist gut greifbar durch seitliche Rillen

VERLÄNGERUNG	Lcm	Ømm	Art.-Nr.	V.E.
	30	1,5 x 2,5	368.032	
	100	1,5 x 2,5	368.102	25
	150	1,5 x 2,5	368.152	25
	150	3,0 x 4,2	369.152	25