



GASTROENTEROLOGIE

NUTRISAFE 2 - SICHERHEITSSYSTEM FÜR NEONATOLOGIE UND PÄDIATRIE

828 VERSCHLUSSKAPPE



Für NUTRISAFE 2 Ernährungssonden

- ▶ kein Luer-Lock-Ansatz
- ▶ lila Färbung für enterale Ernährung
- ▶ Verschlusskappe ist gut greifbar durch seitliche Rillen
- ▶ Verschlusskappen einzeln oder im Set zu 8 Stück

VERSCHLUSSKAPPEN für NUTRISAFE 2-Spritzen	Art.-Nr.	V.E.
einzel verpackt	828.01	100
verpackt im Blister zu 8 Stück	828.08	100