



LANGZEITVERWEILSYSTEME

VENÖSE PORTSYSTEME

8201 SITIMPLANT EXPERT



für den venösen Langzeiteinsatz

- ▶ für alle Anwendungsbereiche in der Langzeittherapie
- ▶ Einkammer-Portgehäuse aus Titan
- ▶ Silikonummantelung für höchsten Patientenkomfort
- ▶ geringes Gewicht
- ▶ gut tastbarer Portrand zur sicheren Punktion
- ▶ hohe Verträglichkeit des Portkatheters durch Verwendung von Silikon
- ▶ antimikrobieller EXPERT-Katheter zur Reduzierung des Risikos intra- und extraluminärer Infektionen
- ▶ dekonektierter Katheter: Durchführung notwendiger Kürzungen am proximalen Ende zur Prävention von Katheterspitzen-Okklusion
- ▶ einfache, schnelle und sichere Konnektion des Katheters an das Portgehäuse
- ▶ Kathetermarkierungen alle 10 mm
- ▶ mit Venenheber
- ▶ Komplett-Set mit entfernbarem Einführbesteck erhältlich

ømm	Portsystem Höhe mm	Gewicht g	Katheter			Totr.-Vol. Gesamtsystem ml	Art.-Nr.	V.E.
			ømm	Fr	Lcm			
32,0	13,5	11,0	1,6 / 3,2	9,6	60	1,61	8201.411	1
32,0	13,5	11,0	1,1 / 2,2	6,6	60	1,19	8201.311	1
32,0	13,5	11,0	1,1 / 2,2	6,6	60	1,19	8201.33*	1

*mit Einführbesteck 7 Fr