



REGIONALANÄSTHESIE

EPIDURALKATHETER

185 EPIDURALKATHETER DISTAL OFFEN



- ▶ längenmarkierter Katheter aus transparentem, weichem PUR
- ▶ distale Spitze: offen, abgerundet, mit schwarzer Markierung
- ▶ "Easy-Lock"-Adapter
- ▶ proximal integrierte, **patentierte Stützspirale**
- ▶ innenliegender Mandrin, 2 cm kürzer als der Katheter, um eine Duraperforation zu vermeiden

G	Katheter ømm	Lcm	für Tuohy	Art.-Nr.	V.E.
19	0,6x1,0	90	18tw	185.101	20