



REGIONALANÄSTHESIE

KANÜLEN ZUR EPIDURALANÄSTHESIE

184 EINMALKANÜLE TYP TUOHY



Der Tuohy-Schliff ermöglicht ein optimales Durchdringen von Gewebe und Ligamenta. Ein dichtschießender Edelstahlmandrin verhindert die Verschleppung eines ausgestanzten Gewebeylinders in den Epiduralraum.

EINMALKANÜLE TYP TUOHY

- ▶ längenmarkierte Kanüle und Mandrin aus Edelstahl
- ▶ transparenter Kanülenansatz mit aufsetzbarer Griffplatte
- ▶ farbcodierte Mandrinansätze
- ▶ **18 G "thin-wall":**
Extrem dünnwandige 18 G Kanüle (1,05 mm x 1,3 mm) ermöglicht die Einführung eines Epiduralkatheters bis zu einem Durchmesser von 1,0 mm
- ▶ **Speziallängen für die Schmerztherapie:**
Kanülen mit Überlängen
(Art.-Nr. 184.28 und 184.58)

G	Kanüle inch	mm	Farb- code	Art.-Nr.	V.E.
18tw	3,00	1,3x80	rosa	184.88	20
18tw	3,50	1,3x90	rosa	184.18	20
18tw	4,75	1,3x120	rosa	184.28	20
18tw	6,00	1,3x150	rosa	184.58	20
17	3,00	1,5x80	weiß	184.87	20
17	3,50	1,5x90	weiß	184.17	20
16	3,00	1,6x80	hellblau	184.86	20
16	3,50	1,6x90	hellblau	184.16	20