



REGIONALANÄSTHESIE

KANÜLEN ZUR SPINALANÄSTHESIE

5181 EINMAL-SPINALKANÜLE TYP WHITACRE



SPINALKANÜLE TYP WHITACRE

- ▶ Spitze distal geschlossen, verjüngt zulaufend, für ein "vorhangartiges" Zerteilen der Durafasern
- ▶ Minimierung des postspinalen Kopfschmerz
- ▶ Öffnung ca. 2 mm von distal

EINMAL-SPINALKANÜLE TYP WHITACRE

- ▶ Kanüle und Mandrin aus Edelstahl, mit Kunststoffansatz
- ▶ aufsetzbare Griffplatte
- ▶ transparenter Ansatz der Kanüle zur frühzeitigen Kontrolle des Liquoraustritts
- ▶ farbcodierte Mandrinansätze

G	Kanüle inch	ømm x Lmm	Farb- code	Art.-Nr.	V.E.
27	3,50	0,42x90	grau	181.041*	20
27	4,75	0,42x114	grau	181.241*	20
26	3,50	0,47x90	braun	181.941*	20
26	3,50	0,47x90	braun	5181.941	20
25	3,50	0,53x90	orange	5181.051	20
25	3,50	0,53x90	orange	181.051*	20
22	3,50	0,72x90	schwarz	181.071	20

* mit Führungskanüle