

## VENEN UND ARTERIEN

### ANTIMIKROBIELLE VENENKATHETER NACH SELDINGER, TYP EXPERT

#### 8159 MULTICATH 5 EXPERT



Fünflumiger Katheter aus antimikrobiellem PUR bei polytraumatisierten Patienten zur komplexen Infusionstherapie und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie

- ▶ **Silberionen-** inkorporierter Katheter
- ▶ hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- ▶ die flexible, abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- ▶ risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze


#### Katheter 9,5 Fr

distales Lumen 16 G  
 mediales 1. Lumen 14 G  
 mediales 2. Lumen 18 G  
 mediales 3. Lumen 18 G  
 proximales Lumen 18 G

#### Katheter-Set:

- ▶ Katheter
- ▶ Injektstopfen, latexfrei
- ▶ Fixierflügel, klemmbar
- ▶ Spritze, 5 ml
- ▶ Einführkanüle aus Metall
- ▶ Einführkanüle aus Teflon
- ▶ Kurzskalpell
- ▶ **knickstabiler** Sicherheits-J-Guide mit zusätzlicher EKG-Markierung und Einführhilfe
- ▶ Dilatator

Der **knickstabile** Sicherheits-J-Guide aus Nitinol ermöglicht eine gefäßschonende und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen.



ømm	Katheter Fr	Lcm	Durchfl. ml/min*	Guide ømm	Guide Lcm	ømm	Einführkanüle G	Lmm	Art.-Nr.	V.E.
3,15	9,5	20	55 / 80 / 15 / 12 / 17	0,88	60	1,3	18	70	8159.200	5
3,15	9,5	30	38 / 68 / 7,8 / 8,4 / 9,4	0,88	70	1,3	18	70	8159.300	5
3,15	9,5	20	55 / 80 / 15 / 12 / 17	0,88	60	1,3	18	70	8159.202**	5
3,15	9,5	30	38 / 68 / 7,8 / 8,4 / 9,4	0,88	70	1,3	18	70	8159.302**	5

\* dist./prox.

\*\* mit EKG-Verbindungskabel

Variantenfertigung bei Mindestabnahme von 200 Stück möglich